

비오플® 250캡슐

(사카로마이세스 보울라디균)

호모균 정장제

조제용 일반의약품

분류번호 237

BIOFLOR 250

비오플은 프랑스 BIOCODEX사에서 개발되어 전 세계적으로 각종 장질환에 사용되고 있는 제품으로서 *Saccharomyces boulardii*를 주성분으로 하는 제제입니다. 건강한 인체의 소화기계에는 수많은 미생물들이 균형을 이루어 고유의 작용, 즉 면역작용(방아작용), 대사작용 등을 나타내지만 식중독, 항생제 및 약물치료, 외과적수술 등에 의해 장내 세균총의 균형이 깨지면 설사, 복부팽만감, 신통 등의 여러가지 증상이 나타납니다.

비오플은 장내 병원균의 증식을 억제하고 병원균들의 독소를 감소시키며 면역물질 및 탄수화물 분해효소를 분비하므로써 불균형상태인 인체의 장내 세균총을 정상상태로 회복시켜 각종 장질환에 우수한 효과를 나타냅니다.

원료약품 및 그 분량 1캡슐 또는 1포장

사카로마이세스 보울라디균 (KPC) 282.5mg (생균수로서 5×10^{10} 개)

성상

· 캡슐: 미황색 분말이 든 상 · 하 백색의 경질캡슐체 · 산: 백색 내지 미황색 분말

작용 및 특징

1. 비오플은 살아있는 사카로마이세스 보울라디균을 50℃까지 함유한 제제입니다.

비오플은 살아있는 사카로마이세스 보울라디균을 장기히 보존하기 위해 사카로마이세스 보울라디균을 동결건조시킨 제품으로서, 이 호모균은 산소의 유무에 관계없이 생존하므로 산소가 없는 상태에서 잘 부화되어 고유의 작용을 나타냅니다.

2. 비오플은 유산균제와 달리 위액 및 장액에 안정하여 살아있는 상태로 결장에 도달합니다.

3. 비오플은 소화기내에서 여러가지 병원성 미생물의 증식을 억제하고, 세균이 분비하는 독소를 중화시키는 등 질병의 원인 물질을 제거합니다.

4. 비오플은 면역계에 작용하는 물질(분비성 Ig A 등의 분비)을 촉진시켜 인체내 면역계 방어작용을 증가시킵니다.

5. 비오플은 아미노산, 비타민 B군, 여러종류의 효소(특히 sucrase)를 풍부하게 함유하고 있는 사카로마이세스 보울라디 제제로서 장내 세균총에 영양분을 공급하고 흡수되지 않는 영양소의 분해 및 흡수를 촉진시킵니다.

6. 비오플은 항생제에 내성을 나타내므로 항생제 투여가 필요한 질환에 있어서 항생제와 병용 투여에서도 살아남아 고유의기능을 발휘합니다.

7. 비오플은 이상반응이 없어 안전하며 특히 유아 성인은 물론 유 · 소아에게 특히 좋습니다.

효능 · 효과

다음 질환에 사용할 수 있습니다.

장내균총 이상(항생물질, 화학요법제 투여 등에 의한 여러 증상의 개선: 장장, 변비, 묽은 변, 복부팽만감, 장내이상발효)

용법 · 용량


· 성인 및 12세 이상의 어린이: 1회 1~2 캡슐/포씩 1일 2회 경구투여

· 3세~12세: 1회 1캡슐/포씩 1일 3회 경구투여

· 3세 미만: 1회 1캡슐/포씩 1일 2회 경구투여



소량의 물과 함께 그대로 복용합니다.



물이나 음료에 타서 복용 하셔도 됩니다.



우유나 우유제 등에 혼합하여 복용시켜도 됩니다.

· 50℃ 이상이 되는 액체 또는 알코올을 함유 음료와는 혼합하지 마십시오.

200229-05(인)

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

중상장막 카테터를 사용 중인 환자(5, 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항) 형을 참조]

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 일반적 주의

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜십시오.

2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.

3) 1개월정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의하십시오.

4. 소아에 대한 투여

3개월 미만의 영아에게 투여할 경우에는 의사 또는 의사와 상의하십시오.

5. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

카테터의 군체형성(colonization)을 예방하기 위해 중심장막 카테터를 사용중인 환자의 주위에서 이 약 포(또는 캡슐)를 개봉하는 것은 바람직하지 않습니다. *Saccharomyces boulardii*로 치료받지 않음에도 불구하고 중심장막 카테터를 사용중인 환자들에서 발열과 혈액 배양시 *Saccharomyces* 양성을 보이는 진균혈증이 매우 드물게 보고되어 있습니다. 그러한 모든 경우에 항진균 치료를 하거나, 필요시 카테터를 제거하였을 때 만족할 만한 결과를 얻어 왔습니다.

6. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않도록 하십시오.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

· 캡슐: 30, 100, 500캡슐

· 산: 120포, 500포

· 본 제품은 외부의 충격에 의해 파손 될 수 있고 보관중 굳는 현상이 나타날 수 있으므로 충격 및 습기에 주의하여 취급하여 주십시오.

· 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하고 첨부문서는 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

· 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

· 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 반드시 의사 · 약사와 상담 후 사용하십시오.

· 본 제품의 품질관련 문의사항은 080-581-5800으로, 기타 제품관련 문의사항은 (02)714-0091로 연락하시기 바랍니다.

· 만약 구입시 사용(유효)기한이 지난거나 변질 · 변패 · 오염되었거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자에게만 교환하여 드립니다.
· 본사는 제조물 책임법 시행에 따라 고액상당 전용창구전화 080-719-2000을 운영하고 있습니다.

· 최신의 정보 확인방법: 이 첨부서 최후개정년월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.kuhnill.com)에서 확인하실 수 있습니다.

· 약품용 용어설명 및 기타 자세한 약품정보는 이지드레(<http://ezdrug.kidga.go.kr>)-'정보마당'-'의약품' 정보를 참조하시기 바랍니다.



기술제휴 및 원료공급
BIOCODEX
FRANCE

최종개정년월일 2009.08.07
200229-05(인)