

# 뇌기능 개선제 알포엔® 정 (폴린알포세레이트)

## Aifo-N Tab.

분류번호: 119



저희 메디카코리아는 인간중심의 기업, 함께 나눌 줄 아는 기업이란 경영이념을 바탕으로 인류의 건강과 아름다운 삶을 위해 우수한 품질의 제품을 공급해드리고자 노력하고 있습니다. 저희가 생산하는 의약품 하나하나에는 생명의 존엄성을 가장 귀한 가치로 여기는 메디카코리아 임직원들의 정성이 깃들어 있습니다.

### 【성분·함량】 1정 중

- 유효성분 : 폴린알포세레이트(KP) ..... 400.0mg
- 기타 첨가제 : 메타규산알루미늄산화물, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이노란색(200F620010), 아산화규소, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 폴로이드성아산화규소, 폴리에틸렌글리콜4000

### 【성상】 담황색의 장방형 필름코팅정

### 【효능·효과】

- 뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군 : 기억력저하와 착란, 의욕 및 자발성 저하로 인한 방항감각장애, 의욕 및 자발성 저하, 집중력 감소

☆ 국내임상시험결과 추가제출

### 【용법·용량】

폴린알포세레이트로서 1회 400mg을 1일 2~3회 경구투여한다.

증상에 따라 적절히 증감한다.

### 【사용상의 주의사항】

#### 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

#### 2. 이상반응

- 1) 2차적인 도파민 작용에 기인한다고 추정되는 구역이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 투여한다.
- 2) 소화기계 : 위염, 위궤환
- 3) 장산신경계 : 졸음, 불면, 적개심, 신경질, 경련, 운동과다

#### 3. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

### 【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

### 【포장단위】 90정(10정/PTP×9)

제조회사 : (주)메디카코리아 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 96

제조자 : 한국프라임제약(주) 전북 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

※ 본 제품은 인습성이 있으므로 PTP 포장상태로 보관 및 조제하시고, 복용할 때 개봉하십시오.

저희 메디카코리아 제품은 KGMP에 적합하게 철저한 품질 관리를 통해서 제조됩니다. 혹시 사용기간이 경과되었거나, 유통과정 중 변질·훼손된 제품은 구입 경로를 통하여 교환해 드립니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

※ 피해구제 제도 전용 상담 전화번호 : 14-3330

※ 첨부문서 작성일자 2022년 05월 09일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 메디카코리아 홈페이지([www.medicakorea.com](http://www.medicakorea.com))에서 확인할 수 있습니다.

※ 제품문의 및 상담은 메디카코리아(02-585-7799)로 문의바랍니다.

MK22050915-H



## 메디카코리아

경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 96