

치주치료 후 잇몸질환에 덴타돌 플러스정



덴타돌플러스 100정



(01)88806703044912

덴타돌플러스 300정



(01)88806703044929

【일반의약품】

※이 의약품은 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

■ 유효성분 :

옥수수불검화정량추출물 (생규) 35mg (총 스테롤로서 7mg)
후박75%에탄올연조엑스(5→1) (별규) 70mg

■ 첨가제(타르색소) : 청색 2호, 황색 4호, 황색 5호

■ 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소, 우유)

■ 기타 첨가제 :

미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 주황색 200F630014, 오파드라이 흰색 21K58794, 콜로이드성이산화규소, 크로스포비돈, 포비돈

【성상】 주황색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

치주(치아주위조직)치료 후 치은염(잇몸염), 경·중등도 치주(치아주위조직)염의 보조치료

【용법·용량】

초기량 : 1회 2정 1일 3회 식전에 경구투여

유지량 : 1회 1정 1일 3회 식전에 경구투여

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glu-cose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 아조계 색소류, 아세틸살리실산 또는 다른 Prostaglandin synthase 억제제에 과민반응이 있는 환자는 이 약의 사용에 신중을 기해야 한다.
- 2) 이 약은 콜레스테롤류 약물의 흡수를 방해할 수 있으므로 주의한다.
- 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부(임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다)
- 4) 이 약은 황색4호(타르트라진), 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능

한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 가벼운 완하작용을 일으킬 수 있다.
- 2) 천식 또는 만성 두드러기가 있거나, 비스테로이드성 항염증제에 과민반응을 보이는 환자에게 이 약을 투여하는 경우 피부나 호흡기계에 과민반응을 유발할 수 있다.
- 3) 국내에서 만성치주(치아주위조직)염 환자 55명을 대상으로 실시한 임상시험결과, 이 약과의 인과관계에 상관없이 보고된 이상반응을 발현(드러냄, 드러내 보임)부위별로 분류하면 다음과 같다.
 - (1) 소화기계 : 소화불량, 과민성대장염 환자에서의 증상 악화, 구강(입안)궤양
 - (2) 간 및 담도(담관, 쓸개길)계 : ALT 증가, 총 빌리루빈 증가
 - (3) 피부 및 부속기계 : 얼굴 및 목의 가려움
 - (4) 대사 및 영양계 : 얼굴부종(부기)
 - (5) 기타 : 청력이상, 잇몸통증
- 4) 1개월 이상 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 국내 임상시험결과 옥수수불검화정량추출물 단일제와 후박75%에탄올연조엑스를 함유한 복합제 간의 유의성 있는 유효성 차이는 없었다.
- 2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 3) 장기간 계속하여 복용하지 말 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선(햇빛)을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 100정/병, 300정/병

【소비자상담】 080-203-6000 (수신자 요금부담)

【사용기한】 외부표장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실 (TEL : 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'란을 참조하세요.

제조사 : 한국콜마(주) 세종특별자치시 전의면 산단길 245

제조외의사·판매원 : 코오롱제약(주) 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45

최초 작성연월일 : 20200609

코오롱제약