

90% 신뢰구간* (기준: $\log 0.8 - \log 1.25$)		$\log 0.9045$	$\log 0.8342$	-	-
		$\log 1.0958$	$\log 1.0702$	-	-
(AUC _C , C _{max} , t _{1/2} : 평균값±표준편차, T _{max} : 중앙값(범위), n = 32) AUC _C : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 17까지의 혈중농도-시간곡선하면적 C _{max} : 최고혈중농도 T _{max} : 최고혈중농도 도달시간 t _{1/2} : 혈장 소실 반감기 * 비교평가항목을 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간					
<시험>					
구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _C -48h ($\mu\text{g}\cdot\text{hr/mL}$)	C _{max} ($\mu\text{g/mL}$)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조 약	직투소서병정 10/10000일기그림 (한티아스트라제카제)	11.21 ±2.71	1.106 ±0.276	5.00 (3.50 ~8.00)	4.40 ±1.38
	디비테르사정 10/10000일기그림 (경동제약)	11.07 ±2.21	1.055 ±0.206	5.00 (3.50 ~8.00)	4.53 ±1.25
90% 신뢰구간* (기준: $\log 0.8 - \log 1.25$)		$\log 0.9529$ $\log 1.0363$	$\log 0.9294$ $\log 0.9969$	-	-
(AUC _C , C _{max} , t _{1/2} : 평균값±표준편차, T _{max} : 중앙값(범위), n = 37) AUC _C : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 17까지의 혈중농도-시간곡선하면적 C _{max} : 최고혈중농도 T _{max} : 최고혈중농도 도달시간 t _{1/2} : 20시간 소실 반감기 * 비교평가항목을 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간					
[시험방법] 가임용기: 실온(1~30°C) 보관 [포장단위] 30정(6정/Alu-Alu)S					
※ 본 제제는 우수의약품을 제2차 물결관리기준(KCMP)에 의하여 일정한 품질관리를 확보한 제출입니다. 사용기간이 지나거나 유통과정 중 변질, 변색 또는 오손된 제품이 있으면 사용 하지 마시고 구입한 약국이나 담당당업소에서 교환하시기 바랍니다. ※ 약작용을 이르기의 손에 잘지 않아 보라하니 바깥입니다. ※ 참보문에서 개되지 않은 이상내용이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 한국약물안전관리 원(dugsafe.or.kr)의약품안전관리과에 신고하고 알려주시기 바랍니다. ※ 한국약물안전관리과, 약품의 투약신고 및 피하주사 상담(1644-6223) 피하주사 상담 센터(14-3330) ※ 제품 개봉 시 또는 캡을 개봉 시 포장재(캡, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바 랍니다. ※ 이 약은 의사 또는 치과의사의 처방에 의하여 복용할 수 있는 전문의약품입니다. 이 약의 용 법을 복용법을 모르시거나 이 약 및 질병에 대한 의사와의 상담이 있는 경우 의사·약사와 상담하 시기 바랍니다.					
*이 제품에서 개정일(2022년 08월 23일)이후 변경된 내용은 www.kdpharma.co.kr 나 02-576-6121, 30에서 확인할 수 있으며, 약품을 용이성 및 기타 자세한 약품 정보는 식품의약품안 치국의약품안전정보시스템(http://nedrug.mfds.go.kr)을 참조하시기 바랍니다.					
제조사: 판이제: 경동제약(주) 경기도 화성시 양정리 제1차지리 224-3 소비자상담실 전화번호: (02)576-6121, 3					
 경동제약주식회사					
작성일자: 2022.08.05 개정번호: 2206					