

툴스속편정

조제용
일반의약품

(건조수산화알루미늄겔/탄산마그네슘/옥세타자인)

Tuls sokpyeon Tab.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분: 건조수산화알루미늄겔(KP) 124.9밀리그램
(산화알루미늄으로서 62.45mg)
탄산마그네슘(KP) 83.8밀리그램
(산화마그네슘으로서 35.20mg)
옥세타자인(KP) 5밀리그램
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘,
전분글리콜산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 흰색의 원형 정제

[효능·효과] 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 체함, 구역, 구토, 위통, 신트림

[용법·용량] 성인 1회 1정씩 1일 3회 복용한다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 약에 과민반응의 병력이 있는 사람
 - 2) 투석 요법을 받고 있는 사람
 - 3) 고마그네슘혈증 환자
 - 4) 고인산혈증 환자
 - 5) 변비 환자
 - 6) 장협착증 환자
 - 7) 급성 충수염 환자
 - 8) 임신초기 3개월 이내의 여성
 - 9) 만 7세 미만의 소아
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
테트라사이클린계 항생제
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - ① 알루미늄 화합물을 함유한 약물과 다른 약제들을 동시에 복용할 때 약물의 재흡수 비율이나 정도가 증감될 수 있다. 이러한 약물로서 디곡신, 캄토프릴, 시메티딘, 라니티딘, 파모티딘, 테오피린, 프로프라놀롤, 아테놀롤, 황산철, 클로르프로마진 등이 있고, 약물의 재흡수를 증가시키는 약물로는 아세틸살리실산, 나프록센, 메토프롤롤, 레보도파 등이 있다.
 - ② 약물의 재흡수에 의한 영향을 피하기위해, 알루미늄이 함유된 제산제의 복용후, 1 ~ 2시간 이내에 다른 약물의 복용을 피한다.
 - 3) 임상적인 약물들의 상호작용은 다음과 같다.
 - ① 테트라사이클린 : 약물의 재흡수 감소
 - ② 시프로플록사신, 오픈록사신 : 약물의 재흡수 감소
 - ③ 케토테루시콜린산 : 약물의 재흡수 감소
 - ④ 불화나트륨 : 약물의 재흡수 감소
 - ⑤ 이소니아지드 : 약물의 재흡수를 변화시킨다.
 - ⑥ 에녹사신, 노르플록사신, 레보티록신, 쿠마린요도제 : 약물의 재흡수를 억제한다.
 - ⑦ 철 : 약물의 재흡수 감소
 - ⑧ 클로르프로마진 : 약물의 재흡수를 변화시킨다.
 - ⑨ 탄산염류 : 알루미늄의 재흡수를 증가시킨다.
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부 : 이 약이 모유를 통해서 분배되는지 여부에 대해서는 알려진바 없다. 임상시험 결과 태자독성이나 기형발생은 보고된바 없다.
- 고마그네슘혈증 또는 마그네슘 결핍경험이 있는 사람
- 신장에 환자 및 신장환의 병력이 있는 사람 : 장기간 사용할 때 복용 량의 규칙적인 조절이 필요하다(경·중등도 신장애 환자에게 마그네슘이 함유된 제산제를 사용할 경우 고마그

네슘혈증이 발생할 우려가 있어 세심한 관찰이 필요 하다. 만성신부전 환자의 경우 고알루미늄 혈증이 발생할 수 있다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 소화기계 : 설사, 변비, 복부(배부분)팽만
- 2) 과민반응 : 피부발진, 마비감
- 3) 인산염 결핍증
- 4) 고용량에 의한 고마그네슘혈증과 신부전
- 5) 고용량에 의한 구강(입안)건조감 또는 미각장애
- 6) 드물게 두통, 졸음, 어지럼, 무력감 등의 증상
- 7) 2주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 복용할 때는 구내마비감 등을 남기지 않기위해 신속하게 삼킬 것.
 - 3) 장기적으로 계속 복용하지 말 것.
 - 4) 신경조직과 뼈조직에 알루미늄의 축적에 주의할 것.
6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
 - 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36 개월

[포장단위] 300정/병

[제조외국] 코스맥스파마㈜

(충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23)

[제조자] ㈜비스칸바이오제약

(경기도 안성시 원곡면 원당로354)

[판매자] 주식회사 에스바이오

(경기도 서울시 서동대화로278번길 21, 4층 401호(배곧동, 새문나루2지2))

※ 본 제품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환 또는 반품을 받으실 수 있습니다.

※ 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<https://nredrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 반드시 첨부 문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원홈페이지(<https://www.drugsale.or.kr>) 또는 (1644-6223)로 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

※ 소비자상담실 Tel. 070-8634-1317-9

제 · 개정년월일: 2023. 09. 27

TSP11230927

COSMAX PHARMA