

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]

일반의약품

인공타액제

분류번호: 231

탈리바® 액

탈리바액은 다종의 전해질을 함유한 복합 인공타액(침)제로서, 원인이나 그 상태의 지속성 여부에 관계없이 구강(입안) 또는 인후(목구멍) 건조에 사용되는 제제입니다. 특히, 타액(침)분비 감소로 인한 혀의 통증뿐만 아니라 미만선 건조증 및 구강(입안)점막균열완화 작용이 우수한 인공타액(침)대체제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 100mL 중

카르복시메틸셀룰로오스나트륨(나트륨으로서 75mg)(약전)	1g
D-소르비톨(약전)	3g
염화나트륨(나트륨으로서 33.045mg)(약전)	84mg
염화칼륨(칼륨으로서 62.935mg)(약전)	120mg
염화칼슘(칼슘으로서 4.089mg)(약전)	15mg
염화마그네슘(마그네슘으로서 0.598mg)(미국약전)	5mg
인산일수소칼륨(칼륨으로서 15.264mg)(미국약전)	34mg

【성 상】 무색 내지 미황색의 투명한 용액

【약리작용 · 특징】

- 탈리바액은 항히스타민제 또는 아트로핀 등의 항콜린제 같은 약물복용시 나타나는 구강(입안)점막의 건조증에 유효한 제제입니다.
- 탈리바액은 인체에 무해한 다종의 전해질을 함유하여 안전성이 뛰어난 제품입니다.
- 탈리바액은 스프레이타입으로 구강(입안) 및 인후(목구멍)에 골고루 분사되어 건조상태를 신속히 완화함과 동시에 지속적인 습윤(습기참)상태를 유지시켜 줍니다.

【효능 · 효과】

- 다음 원인으로 인한 타액(침)분비감소
: 약물치료, 구강(입안) 또는 인후(목구멍)부근의 방사선 치료, 타액(침)선 감염, 구강(입안) 또는 인후(목구멍)감염, 치아 또는 구강(입안)수술, 발열, 정서적 요인
- 비각질 및 미각이상 완화
(다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.)

【용법 · 용량】

구강(입안)내 습기를 유지하는데 필요한 만큼 또는 의사의 지시에 따라 본제를 구강(입안)이나 인후(목구멍)에 1~2초동안 직접 분무합니다(뿌립니다.).
비각질(Nasal crusting)은 면봉에 본제를 묻혀 코에 사용하면 완화될 수 있습니다.

【사용상의 주의사항】

1. 일반적 주의

눈에 분무하지 마십시오(뿌리지 마십시오.).

2. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 마개를 꼭 막아 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 40mL

【소비자 상담 창구】

제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 이메일을 주십시오.

TEL : (02) 3489-6114 홈페이지 : <http://www.hanlim.com>

【반품 및 교환】

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품이 발견될 경우 구입한 약국또는 본사를 통하여 교환하여 드립니다.

본 설명서 개정년월일 (2010. 01. 12)이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.

설명서 작성년월일 : '95. 10. 20

설명서 개정년월일 : '10. 01. 12

P32162-07

제조·판매원
 **한림제약주식회사**
공장 : 경기도 용인시 처인구 유방동 1007
<http://www.hanlim.com>