

※ 의약품 사용하기 전에 다음 문서를 주의깊게 읽고 반드시 의약품과 함께 보관하세요.



아이미루 40이엑스 점안(눈에넣음)액

3종비타민배합

일반의약품

분류번호 : 131

「아이미루 40EX」비타민 A·E·B₆의 삼중비타민 처방으로, 눈의 「침침함」, 「피로」, 「충혈」, 「가려움」 등 여러가지 증상에 효과적으로 작용합니다.

● 아이미루 40EX의 작용과 특징

1. 눈의 건강유지에 필요한 「비타민 A」를 배합
비타민 A는 눈의 건강에 중요한 비타민입니다. 아이미루 40EX는 비타민 A를 4,500IU(15mL 중) 배합하고 있으며, 눈의 축축함을 유지하는 작용을 통해 「침침한 눈」, 「피로한 눈」을 효과적으로 개선시킵니다.
2. 「가려움」, 「충혈」에도 효과적
말레인산클로페니라민의 항히스타민 작용, 염산테트라하이드로졸린의 항충혈작용으로 눈의 가려움·충혈 등의 불편한 증상을 개선합니다.
3. 최초 점안시 멘톨 성분으로 인해 화끈한 느낌이 있을 수 있습니다.
이는 부작용이 아니며 곧 시원하고 상쾌한 느낌으로 바뀝니다.

● 원료약품 및 그 분량

이 약 1mL 중	필라탄산테트라하이드로졸린(JP)	300IU
	염산피리독신(JP)	0.4mg
	말레인산클로페니라민(JP)	0.3mg
	메틸황산테트라하이드로졸린(JP)	0.05mg
	염산테트라하이드로졸린(별규)	0.1mg
	초산디알파토코페롤(별규)	0.5mg
	엘아스파라긴산칼륨(별규)	10mg

첨가제 : 에데트산나트륨, 다이부틸하이드록시톨루엔, 염화나트륨, 폴리옥시메틸렌계화지방자유60,

프로필렌글라이콜, 1-멘톨, DL-카캅, D-보르네올, 수산화나트륨, 정제수

보존제 : 염화벤잘코늄액10%

● 성상

특이한 냄새가 있는 무색의 맑은 액이 연두색 투명한 플라스틱 용기에 든 점안(눈에넣음)액

● 효능 효과

눈의 피로, 결막충혈, 눈병예방(수영후 눈의 불편감 또는 먼지나 염이 눈에 들어갔을 때), 자외선 및 기타광선에 의한 눈의 염증, 눈꺼풀의 짓무름, 하드콘택트렌즈를 착용시 불편감, 눈의 가려움, 눈의 침침함(눈곱이 많을 때 등) [허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.]

● 용법 용량

1일 3~6회, 1회 1~3적 점안(눈에넣음)한다.

△ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것
30개월 이하의 유아

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
이 약은 프로필렌글라이콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자는 신중히 투여한다.
3. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것
1) 이 약은 점안(눈에 넣음)용으로서만 사용한다.
2) 이 약은 과도하게 사용하면 오히려 충혈을 일으킬 수 있으므로 정해진 용법, 용량을 잘 지킨다.
3) 소프트콘택트렌즈의 장착액으로 또한 소프트콘택트렌즈를 착용한 채 사용하지 않는다.
4) 용기의 끝이 눈꺼풀 및 속눈썹에 닿으면 눈곱이나 진균(곰팡이) 등에 의해 약액이 오염 또는 혼탁(어지러움, 흐름)될 수 있으므로 주의한다. 또한 혼탁(어지러움, 흐름)된 것은 사용하지 않는다.
5) 오염을 방지하기 위해 가능한 공동으로 사용하지 않는다.
6) 사용기한을 초과한 것은 투여하지 않고 일단 개봉한 것은 가능한 빨리 사용한다.
4. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
1) 눈의 통증이 심한 환자
2) 지금까지 안약에 의한 알레르기(예를 들어 눈의 충혈, 가려움, 부종(부기), 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등) 증상을 일으킨 적이 있는 환자본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
3) 녹내장 환자
4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
5) 소아 : 경련을 유발할 수 있다.
6) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 투여한다.
5. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
1) 이 약의 투여에 의해 눈의 충혈, 가려움, 부종(부기) 및 피부의 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등의 증상이 나타날 경우
2) 눈의 침침함이 개선되지 않는 경우
3) 5~6일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않는 경우
6. 기타
1) 잘못하여 의복 등에 착색된 경우에는 물로 세척하여 제거한다.
7. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아)하여 보관한다.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.
4) 사용기한(외곽의 밀면에 기재)을 초과한 제품은 사용하지 않고 일단 개봉한 것은 가능한 빨리 사용한다.

● 저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

● 포장단위

15mL

- 만약 유통과정중 잘못으로 인하여 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사, 약사와 상담하세요.
- 이 첨부서 작성일자(2014년 03월 03일) 이후 변경된 내용은 <http://www.cjp.co.kr> 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) ▶ 의약품검색에서 확인할 수 있습니다.
- 첨부서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>)
 - ▶ (의약품 유해사례 보고에 알리도록 하십시오.)
- 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

수입 판매자: 씨제이헬스케어주식회사

서울 중구 동호로 330 CJ제일제당빌딩 11, 12층
고객행복센터 : 080-700-8802
<http://www.cjp.co.kr>

제조의회사: Lion Corporation

3-7, Honjo, 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, Japan

제 조 자: Nitto Medic Co., Ltd.

1-14-1, Yasuuchi, Yatsuo-machi,
Toyama-city, Toyama, Japan

[132632102]

FD-071012

LD-140303