


LOXONA Plaster

록소나 첩부제


5매입

강력한 **소염 · 진통 효과**



국내 최초 붙이는 록소프로펜나트륨
퇴행성관절염(골관절염)
근육통

24시간 지속효과



대화제약주식회사
서울특별시 관악구 남현동 1056-16호
경영: 경기도 화성시 향남읍 삼신리 907
<http://www.dhpharm.co.kr>

우수의약품제조관리기준
KGMP적격업소제품



록소나 첩부제
LOXONA Plaster

이 약을 사용하시기 전에 반드시 사용상의 주의사항을 주의깊게 읽어주시기 바라며, 제품과 함께 보관하여 주시기 바랍니다.

【일반의약품】

【분류번호】 264

【원료약품 및 그 분량】 1매 (7cm × 10cm/70cm², 2.3g) 중
록소프로펜나트륨 (P).....56.70mg(무수물로서 50mg)

【내용량】 2.3g × 5매 = 11.5g

【성상】 옅은 노란색의 점착성물질을 살색 린트포에 도포
하여 고체면에 폴리프로필렌필름을 덮은 첩부제

【효능 · 효과】

다음 질환 및 증상의 진통 소염 :
퇴행성 관절염(골관절염), 근육통, 외상후의 증창, 동통
(다른 용도로 사용시 심한 이상반응이 나타날 수 있다.)

【용법 · 용량】

악건의 폴리프로필렌필름을 떼어낸 후 환부에 1일 1회,
1회 1매 부착한다. (최초 부착 시 환부에 정확하게 부착한다.
재부착 시에는 점착력이 떨어질 수 있다.)

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
1) 이 약의 성분에 과민증의 병력이 있는 환자
2) 아스피린 천식(비스테로이드성소염진통제 등에 의한 천식
발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식발작을 일으
킬 수 있음.)
- 이 약은 다음의 신체부위에는 사용하지 말 것.
1) 눈 및 점막
2) 손상된 피부 및 점막, 습진 또는 발진 부위
3) 무좀, 백선 등.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에
의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 기립지 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있음.)
2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
3) 일부 및 수유부 : 일부에 대한 안전성은 확
립되어 있지 않기 때문에 임부 또는 임신
하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
에 대하여는 치료상의 유익성이 위험성을
상회한다고 판단되는 경우에만 사용할 것
4) 소아 : 미숙아, 신생아, 영아, 유아 및 소아
에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.(사
용경험이 없음.)
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지
하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상당시 가능한한 이 첩부문서를 소지할 것
1) 이 약을 사용한 1.075mg 중 91명(8.5%)에게서
이상반응이 보고되었다. 대부분 가려움
(2.1%), 홍반(1.5%), 점막성 피부염(1.4%)
등의 피부질환, 위통(0.6%) 등의 소화기
계 증상, ALT(GPT) 상승(0.6%), AST(GOT) 상
승(0.5%) 등의 임상검치 이상이었다.

피부	이상반응 빈도		
	1~3% 미만	0.5~1% 미만	0.5% 미만
가려움, 홍반, 점막성 피부염, 위통			
소화기계	위 불쾌감	상복부 통증 실사, 묽은 변	
간담관계	ALT(GPT) 상승 AST(GOT) 상승 γ-GTP 상승		

5. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법임을
유의할 것.
- 3) 피부의 감염증을 불현상화 할 우려가 있으므로, 감염에
의한 염증에 대하여 사용하는 경우에는 적절한 항균제
혹은 항진균제와 병용하며, 충분히 관찰하여 신중하게
투여할 것.
- 4) 만성질환(퇴행성관절염(골관절염) 등)에 대하여 이 약을 사
용할 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려할 것.
또한 환자의 상태를 충분히 관찰하여 이상반응의 발현에
유의할 것.
- 5) 밀봉봉대법을 사용하지 말 것.
- 6) 1주일 정도 사용하고도 증상의 개선이 보이지 않을 경우
사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은
의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인
이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 30개월

- ※ 본 제품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조
및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효기간이 경
과하였거나, 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입
한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 기타 자세한 사항이나 첩부문서의 작성일자(2009년 03월 03일)
이후 변경된 내용은 홈페이지나 대화제약 개발부(080-855-0114)
로 문의하시기 바랍니다.

첩부문서 개정일 : 2009년 03월 03일



분리배출



8 806456 0245 13